



浙江惠龙医疗科技股份有限公司
Zhejiang Wellong Medical Technology Co., Ltd.

 惠龙医疗
WELLONG



惠龙医疗是浙江惠龙医疗科技股份有限公司、上海惠龙医用卫生材料有限公司、上海亿龙涂布有限公司、法国 Medinova International 和香港美迪诺华有限公司的总称。1985年始创于上海，2018 年登陆浙江省股权交易中心，成为一家公众公司。

惠龙医疗集科研、生产、销售为一体，主要从事医疗生物材料的研发应用和伤口护理类、个人防护类、美容护肤类产品的生产与销售。作为多家国外优质医用原材料的厂家在中国大陆地区独家或特邀经销商，惠龙医疗能够为客户提供诸如美国3M医用原材料、美国德星隔离网膜、法国Gascogne离型材料等行业领先的产品。凭借自身多年的积累，惠龙医疗能够为客户从材料数据库中挑选出最符合客户要求材料。

惠龙医疗下属的各家企业根据产品类型的不同各自通过了 ISO9001、ISO13485等质量管理体系，医疗产品也通过了中国医疗器械、欧盟CE、美国FDA、韩国FDA等一系列产品注册和备案。

惠龙的口号是“用心呵护，惠及亿万龙的传人”。所有惠龙人都会用赤诚的匠心奉献出最优的产品，为人类的健康事业保驾护航。

Wellong Medical is a public company in ZJ Stock Exchange. The group owns 3 companies in China, 1 in Hong Kong and 1 in France.

Wellong Medical develops innovated medical materials and provides solutions for wound care, personal protection and skin care. According to products, Wellong's factories run under ISO9001 or ISO13485 as quality management system. Medical products from Wellong are registered in China, European Union, U SA and many Asian countries.

Every Wellonger produces our products with full love and provides our best products to the worldwide.



- 透明敷料 Transparent Dressing.....
- 导管固定贴 I.V. Dressing.....
- 透明伤口敷料 Transparent Wound Dressing.....
- 无纺布敷料 Post Operative Non woven Dressing.....
- 手术巾 Incise Drape.....
- 静脉输液贴 I.V. Tape.....
- 医用胶带 Medical Tapes.....



..... P. 04	固定胶带 Retention Tapes..... P. 18
..... P. 06	水胶体敷料 Hydrocolloid Dressing..... P. 20
ing..... P. 08	泡棉敷料 Foam Dressing..... P. 22
Dressing... P. 10	藻酸盐敷料 Alginate Dressing..... P. 24
..... P. 12	运动胶带 Elastic Bandage..... P. 26
..... P. 14	防雾面罩 Antifog Visor..... P. 28
..... P. 16	无菌面膜 Sterile Face Mask..... P. 30



透明敷料

Transparent Dressing



低敏、透气，使用更方便
Hypoallergenic, Breathable, Convenient



具有良好的密闭性，防水、阻隔细菌入侵，保护伤口免受外界感染
Protect wound from water, bacterium and infections

透明可视，方便查看
Transparent, visible wound

采用低致敏医用压敏胶，有效降低过敏及感染。具有良好的初粘性
剥离强度适中，撕拉不易致痛，不易翘边，粘贴时间长
Hypersensitive glue, suitable adhesion with long lasting

产品设计合理，规格齐全，款式多样，适用于各医疗机构临床使用
All sizes for medical use





导管固定帖

I.V. Dressing



易于固定，保护皮肤穿刺部位

Keeping catheter fixed and protecting intravenous site



具有良好的密闭性，防水、阻隔细菌入侵，保护伤口免受外界感染
Protect wound from water, bacterium and infections

透明可视，特别设计的U型切口，适合导管穿过
Transparent, convenient for tube fixation with its special U-cutting design

采用低致敏医用压敏胶，有效降低过敏及感染。具有良好的初粘性，剥离强度适中，撕拉不易致痛，不易翘边，粘贴时间长
Hypoallergenic glue, suitable adhesion with long lasting





透明伤口敷料 Transparent Wound Dressing

防水材料，给病人更贴心的防护
Hydrophobic polyurethane film




具有良好的密闭性，阻隔细菌入侵，保护伤口免受外界感染
Protect operative wound from bacterium and infections

采用低致敏医用压敏胶，有效降低过敏及感染。具有良好的初粘性
剥离强度适中，撕拉不易致痛，不易翘边，粘贴时间长
Hypoallergenic glue, suitable adhesion with long lasting

采用低致敏医用压敏胶，有效降低过敏及感染。具有良好的初粘性
剥离强度适中，撕拉不易致痛，不易翘边，粘贴时间长
Hypoallergenic glue, suitable adhesion with long lasting

产品设计合理，规格齐全，款式多样，适用于各医疗机构临床使用
All sizes for medical use






无纺布敷料

Post Operative Non woven Dressing


低敏、透气，使用更方便
Hypoallergenic, Breathable, Convenient



具有良好的密闭性，阻隔细菌入侵，保护伤口免受外界感染
Protect operative wound from bacterium and infections

采用低致敏医用压敏胶，具有良好的初粘性，剥离强度适中，撕拉不易致痛，不易翘边，粘贴时间长
Hypoallergenic glue, suitable adhesion with long lasting

吸收垫表面复合进口PE隔离网膜，不黏连伤口，换药不会造成伤口二次损伤，可迅速吸收血液等渗出液，帮助止血
Avoiding adhesion of pad fiber to the wound with an isolation net on the absorbent pad






手术薄膜

Incise Drape



透明的自粘薄膜
Transparent and self-adhesive film



适用于外科手术时保护皮肤

Protect the field skin during surgical operation

透明可视，方便手术准确定位

Transparent, clear visibility

低过敏医用压敏胶，粘性适中，不刺激伤口，减少揭除痛苦


Hyperallergic glue, suitable adhesion for easy peeling





静脉输液贴 I.V.Tape


易于固定，保护皮肤穿刺部位
Keeping catheter fixed and protecting intravenous site



透明可视，方便查看
Transparent, visible site

采用低致敏医用压敏胶，有效降低过敏及感染。具有良好的初粘性，适合输液过程的输液导管、针柄的固定以及输液穿刺部位的保护


Hyperallergic glue, suitable adhesion for I.V. set fixation and puncture point protection





医用胶带
Medical Tape

透气材料，轻松固定
Permeable Materials, Make Fixation Easier



适用于输液固定导管、针头或包扎伤口时固定敷料用
Be used to fix needles, tubes or dressings

采用低致敏医用压敏胶，具有良好的初粘性，剥离强度适中，撕拉不易致痛，不易翘边，粘贴时间长
Hypersensitive glue, suitable adhesion with long lasting

且易手撕
Easy to tear


浙湖械备20160025号





固定胶带 Retention Tape

透气基材，更好地保护伤口
Permeable materials, more protection to the wound



适用于固定导管或包扎伤口时固定敷料用

Be used to fix tubes or dressings

采用低致敏医用压敏胶，具有良好的初粘性，剥离强度适中，撕拉不易致痛，不易翘边，粘贴时间长

Hyperallergic glue, suitable adhesion with long lasting

离型纸背面具有测量网格，可随意裁剪所需尺寸，方便使用

Printed release paper with ruler helps to cut to needed size

浙湖械备20160025号





水胶体敷料
Hydrocolloid Dressing




CMC水胶体，保持伤口周围湿润
Hydrocolloid CMC, Keep moist environment



亲水性高分子材料与伤口渗出液接触伤口表面形成润湿凝胶，为创面提供润湿密闭的愈合环境，加速细胞的生成和伤口快速愈合
 Made from hydro-selective materials, healing the wound by creating a suitable humid environment

具有良好的液体吸收性能，适用于中低量渗出伤口
 For the treatment of low to moderately exuding wounds

不与伤口粘连，易撕揭，不易造成二次损伤，减少患者痛苦
 No adhesive to the wound, easy to be peeled, less pain





泡棉敷料 Foam Dressing

泡面基材，松软质地更吸水
Polyurethane foam, soft and absorbent



采用聚氨酯发泡海绵组成，吸收多余渗液。具有丰富的多孔结构，吸收速率快速

Porous structure, rapid absorption, high liquid retention

防水性能优，表面复合PU薄膜防水，阻隔外界细菌入侵

Water proof and bacterium barrier surface

柔软、有弹性、顺应性能好，适用于脆弱肤质

Soft, comfortable, suitable for use on fragile skin






藻酸盐敷料

Alginate Dressing



采用天然纤维素非织针刺纤维组成的藻酸盐
Materials Made from Extract of Natural Brown Alga



纯天然材料提取物制成的纤维，适合各种中低量渗出伤口和急性出血伤口护理


Fiber from nature materials, suitable for low to moderately exuding wounds and acute wounds

接触到伤口渗出液后，能形成柔软的凝胶，止血的同时，提供理想的湿润环境，促进伤口愈合

Forming a gel after the contact with exuding. Stopping bleeding while creating a suitable humid environment around wound

产生的凝胶不黏连伤口，移除方便

Non adhesive gel, convenient to be removed





运动胶带

Elastic Bandage



弹性纤维制成，保护肌肉的同时不阻碍正常运动
Made from elastic fiber, protecting without any hindering



自粘运动绷带固定和保护关节，避免错位扭伤

Self adhesive bandage serves to fixing and protecting joints from sprain

贴肤运动胶带保护运动肌肉群，避免拉伤

Adhesive bandage serves to protecting muscles from strain

浙湖械备20160025号





防雾面罩

ANTI FOG VISOR



只有保护没有视觉阻碍
Protecting without visual hinder



本品广泛应用于医疗活动中各种需要进行操作者面部保护的工作
Protecting operator' s face during medical activities

具有优良的防雾功能, 清晰、舒适的视觉感受
Anti-fog and clear visibility

提供松紧带式、镜架式面罩、眼镜、口罩等多种形式产品
Providing different styles: face shield with elastic band,
face shield with frame, glasses and mask





无菌面膜
Sterile Face Mask



让你的美丽没有风险
Let you prettier without risk



无菌医疗等级面膜
Sterile medical grade face mask

美容护肤的同时，避免面部伤口感染的危险
Avoiding infection risk while caring skin

适用于微整形后或有局部伤口的面部保养
Suitable to care treatment for post micro-plastic or regional wounds





用心呵护 惠及亿万龙的传人

浙江惠龙医疗科技股份有限公司
Zhejiang Wellong Medical Technology Co., Ltd.

浙江省湖州市长兴县南太湖产业集聚区兴业路1号
1 Xingye Road, Taihu Innovation Zone
Changxing, Huzhou, Zhejiang, China

www.wellongmedical.com

+8621 6163 0328