




Pansements Transparents Transparent Dressings





Protecter le port sécuritaire prolongé du cathéter
Protecting catheter sites and wounds



- Hydrofuge et transparent
- Application et retrait faciles
- Reste sur la peau pendant des périodes prolongées, sans irritation ou macération de la peau
- Favorise l'évaporation de l'humidité et la circulation de la vapeur par le pansement afin de réduire l'accumulation d'humidité sous le pansement lorsqu'il est utilisé sur une peau saine
- Moulant pour permettre une liberté de mouvement
- Aide à soulager la douleur associée à la déshydratation de la surface de la plaie et à empêcher la formation d'une croûte
- Cathéters veineux centraux, y compris les sous-claviers, les jugulaires, les fémoraux et les CCIVP

- Provides a waterproof, sterile barrier to external contaminants including liquids, bacteria and viruses.
- Transparent dressing allows for continuous visibility to the I.V. insertion site.
- Adhesive is gentle on skin.
- Dressing flexes with skin for greater patient comfort.
- Window-frame carrier makes accurate placement easy







Pansements Post-opératoires Transparents Transparent Wound Dressing



Hydrophobique, visible et confortable
Waterproof, visible and comfortable



- Etanche à l'eau, aux bactéries et aux virus tout en laissant respirer la peau pour un confort amélioré
- Manipulation facilitée grâce à son cadre de pose
- Comprime absorbante et non adhérente à la plaie
- Bords arrondis pour une meilleure tenue
- Waterproof and absorbent, bacterial and viral barrier with breathable film allows skin to be more comfortable
- Easy to apply with paper frame and window
- Non-adherent absorbent pad
- Stretches with the skin to promote longer wear time







Pansements Post-opératoires Post-operative Dressing




Hypoallergénique, perméable à l'air et confortable
Hypoallergenic, breathable and comfortable




- Souple et extensible, s'adapte aux mouvements et à la morphologie
- Perméable à l'air, réduction des risques de macération
- Compresse non adhérente à la plaie, pour des changements de pansements atraumatiques
- Angles arrondis pour une meilleure tenue et un bon niveau d'adhésion
- Conforms to body contours, and flexes with movement or swelling
- Breathable and reduced risk of skin maceration
- Non-adherent pad won't stick to the wound, allowing normal wound healing processes to occur with less pain and trauma
- Rounded corners for better lasting and good adhesion






Champ à Inciser Incise Drape

Réduire le risque de contamination
Reduce the risk of contamination



- Fournit une surface opératoire stérile sur la berge de la paroie pour réduire le risque de contamination.
- Crée une barrière contre les bactéries cutanées.
- L'adhésif reste fermement fixé pour former un champ stérile durant toute l'intervention
- Incise drape adheres securely to wound edges, helping to reduce the risk of surgical site contamination
- Creates the barrier to bacteria
- Provide a sterile surface to the wound edge throughout the operation.





Sparadraps Surgical Tape



- Perméable à l'air, faciliter la fixation
- Breathable, make fixatioin easier



- Adapté aux peaux sensibles
- Laisse respirer la peau
- Hypoallergéniques
- S'adaptent aux microreliefs de la peau

- Gentle to the skin with strong adhesion
- Conformable and highly breathable
- Hypoallergenic
- Holds well on damp skin for secure placement







Bandes adhésives Retention Tapes



Perméable à l'air, l' application facile
Breathable, easy to apply



- Perméable à l'air et imperméable aux bactéries et aux virus
- L'application facile pour une mise en place précise
- Se découpe à la longueur désirée pour une adaptation à tous types de pansement
- Breathable, protect against external contaminants.
- Easy stretch and release removal
- Easily cut to desired shape or size
- Waterproof, transparent film allows for effective oxygen-vapour exchange while helping





Pansement Hydrocolloïde Hydrocolloid Dressing



Fournit un environnement humide
Keep moist wound healing environment



- Pour le traitement des plaies légèrement à modérément exsudatives
- douce et éprouvée pour promouvoir l'étanchéité et la cicatrisation les plaies
- Plus grand confort du patient, prise de douche possible et laisse respirer la peau

- for treatment of low to moderately exuding wound
- gentle and proven solution for sealing and healing wound
- Breathable and water resistant allowing the patient to bathe or shower





Pansements Hydrocellulaires Foam Dressings



Confortable en milieu humide
Comfortable under humid environment



- Excellent absorption des exsudats grâce à la structure poreuse
 - Cicatrisation en milieu humide
 - Souples, fins et confortables
 - Resistance à l'eau et aux bactériaux
-
- Good exuding absorption with the porous structure
 - Healing under humid environment
 - Soft, thins et comfortable
 - Water proof and bacterium barrier surface






Pancement Alginate Alginate Dressing



Matériaux naturels, hautement absorbant
Natural material, highly absorbent



- Pour le traitement des plaies légèrement à modérément exsudatives
- Matériaux naturel et se transforme au gel après le contact avec l'exsudats
- Cicatrisation en milieu humide
- For treatment of low to moderately exuding wound
- Natural materials and form a gel after the contact with exuding
- Healing under humid environment





Masques Anti-brouillard Antifog Masks



Protection sans l' entraver visuelle
Protection without visual hinder



- Protéger le visage des chirurgiens durant l'intervention
- Assurant la visibilité par l'effet d'anti brouillard
- Différent type au choix: l'écran facial avec bande élastique, l'écran facial avec monture, lunettes et masque
- Protecting operator's face during medical activities
- Anti-fog and clear visibility
- Providing different styles: face shield with elastic band, face shield with frame, glasses and mask

